



Високоэффективни устройства за отделяне на тромбоцити, предлагани като:

Kit NeoPRP®

Процедурен комплект за изолиране на обогатена с тромбоцити плазма

Kit NeoPRP® Pure

Процедурен комплект за изолиране на обогатена с тромбоцити плазма с ниско съдържание на левкоцити

Kit NeoPRF®

Процедурен комплект за изолиране на обогатен на тромбоцити фибрин

Световен доставчик
на инженерна керамика
за медицински цели

Доставчик на
синтетична керамика
с висока чистота

Модерни производствени
съоръжения

Разработване на
формули по поръчка

Хидроксиапатит,
трикалциев фосфат

Сертифициран по
ISO 13485

Производство по договор

Име на пациента:

Дата на раждане (по избор): / /

Третирана зона:

☐ Коляно ☐ Рамо ☐ Тазобедрена ☐ Глезен ☐ Сухожилие

☐ Друго:

Диагноза:

☐ Остеоартроза (ОА) ☐ Тендинит ☐ Друго:

Избран терапевтичен продукт

☐ Kit NeoPRP® - бр. Дата на първа инжекция: / / 2026

☐ Kit NeoPRP® Pure - бр. Дата на първа инжекция: / / 2026

☐ Kit NeoPRF® - бр. Дата на първа инжекция: / / 2026

☐ Информация за пациента

Редовното проследяване и навременната повторна терапия спомагат за по-дълготраен ефект и контрол на болката.

Лекуващ лекар:

Кабинет / Клиника:

Телефон за поръчка:

За град София:

Национален Мениджър продажби

+359 879 08 08 79;

+359 894 633 979; +359 893 740 077

За град Пловдив: +359 898 98 98 40

За град Плевен: +359 899 990 332

За град Варна и Бургас:

+359 898 888 258

NeoPRP® is distributed by:


Материя Мегука ЕООД

Представител на медицинските
изделия на Bioceramed за България,
гр. Пловдив,
ул. Константин Величков 61
www.hyaluron.bg;
materiamedica@gmail.com

 **bioceramed**
<https://bioceramed.com>

 **bioceramed**
<https://bioceramed.com>

Значителното съдържание на растежни фактори в препаратите **NeoPRP®** повишава вероятността за клиничен успех.




Терапевтичната ефикасност на обогатените с тромбоцити препарати зависи в решаваща степен от равномерното количество и концентрацията на растежните фактори. Концентрацията на растежните фактори в препарата е пряко свързана с броя на тромбоцитите. Тези растежни фактори предизвикват подходящ клетъчен отговор (биологичен ефект), като задействат регенеративни процеси и възстановяването на увредените тъкани.

NeoPRP® се отличава със значително по-нисък афинитет към протеини и ефективно свързва клетките и растежните фактори.

Устройствата, предназначени за изолиране на обогатени на тромбоцити препарати, трябва да бъдат изработени от материали, които оптимизират степента на извличане както на тромбоцитите, така и на растежните фактори. Много полимери притежават вродена способност да се свързват силно с клетките и протеините, с които влизат в контакт. Свързването на протеини и клетки с повърхността на полимера може значително да повлияе на ефективността на изолирането на обогатени на тромбоцити препарати. NeoPRP е изработен от специален поликарбонат с ниска повърхностна енергия, който осигурява максимално извличане на тромбоцити и растежни фактори.

NeoPRP® осигурява максимална ефективност при изолирането на тромбоцити по време на процедурата за получаване на обогатен на тромбоцити препарат.



Характеристики:

